

BlueSpray®



Micro-diffuseur à pulvérisation ultra-fine pour éviter les coulures sur supports lisses.

- Micro-diffuseur à réserve de pression
- Portatif
- Autonome
- Inclinable à plus de 45°
- Pulvérisation de fluides avec une parfaite qualité (finesse, répartition et régularité des particules)
- Livré avec flacon en PET cristal 125 ml
- Poids : 285 g

Réf.	Désignation	€
980012	BLUESPRAY® complet (appareil + réserve de pression 113 ml + flacon 125 ml)	NC -

Accessoire

Réf.	Désignation	€
980001	Réserve de pression	NC -

Poire d'aspiration



- Soufflet simple
- Avec soupape et tuyau de raccord
- Pour burette à zéro automatique

Réf.	Désignation	€
724409	Poire d'aspiration	NC -

Pointes pour micropipette

Pommadier