




Grattoirs Laboplast



- En polystyrène
- Fabriqués en salle blanche classe 7
- Pour gratter, lisser ou nettoyer
- Idéaux pour votre congélateur
- Emballage individuel

| Réf. | Stérile | Couleur | Unités/ carton | €/carton |
|------------------------|---------|---------|-------------------|----------|
| 795670 | Non | Blanc | 10 | NC - |
| 795673 | Oui | Bleu | 10 | NC - |

Racloirs détectables économiques



- Détectables
- Longueur 75 ou 100 mm

| Réf. | Désignation | € |
|------------------------|---|------|
| 853508 | Racloir détectable économique longueur 75 mm | NC - |
| 853509 | Racloir détectable économique longueur 100 mm | NC - |

Racleurs grattoirs



- 5 couleurs possibles
- 2 dimensions 205 x 75 ou 225 x 100 mm

| Coloris | 205 x 75 mm | | 225 x 100 mm | |
|---------|------------------------|------|------------------------|------|
| | Réf. | € | Réf. | € |
| Rouge | 853448 | NC - | - | - |
| Jaune | - | - | 853438 | NC - |
| Bleu | 853363 | NC - | 853364 | NC - |

Grattoirs - racleurs SteriWare®



- Fabriqués et emballés en salle blanche
- Emballage individuel
- Certifiés contact alimentaire
- Numéro de lot sur chaque emballage
- Disponibles stériles (SAL 10⁻⁶) ou non stériles

| Longueur lame (mm) | Largeur lame (mm) | Dimension totale (mm) | Non stérile | | Stérile | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| | | | Réf. | € Les 100 | Réf. | € Les 100 |
| 150 | 40 | 260 | 144188 | NC - | 144189 | NC - |
| 200 | 45 | 300 | 144190 | NC - | 144191 | NC - |



Grattoir détectable

Réservoirs à réactifs CE-IVD ClearLine®



Notre Sélection

- Réservoirs en polystyrène blanc
- Certifiés CE-IVD
- Becs verseurs aux 4 coins
- Fond en V
- Gradués
- Produits dans un environnement propre, pré-stériles ou stériles



| L x P x H int.(mm) | L x P x H ext.(mm) | Vol. (ml) | Non stérile emb/100 | €/carton de 100 | Stérile emb/1 | €/carton de 1 | Stérile emb/5 | €/carton de 5 |
|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 117 x 32 x 23 | 145 x 62 x 24 | 25 | 713152 | NC - | 713155 | NC - | 713158 | NC - |
| 117 x 49 x 23 | 145 x 82 x 27 | 50 | 713153 | NC - | 713156 | NC - | 713159 | NC - |
| 115 x 50 x 30 | 145 x 86 x 30 | 100 | 713154 | NC - | 713157 | NC - | 713160 | NC - |