

Pipeteur manuel RF 1000



- Avec poignée à poire d'aspiration
- Pour toute pipette de 1 à 100 ml
- Avec filtre hydrophobe de 0,45 µm
- Nez en polypropylène autoclavable
- Boîtier en ABS, poire en silicone
- Dimensions : 180 x 45 x 120 mm
- Livré avec filtre et support magnétique à monter sur support aimanté ou à fixer au mur

Réf.	Désignation	€
037977	Pipeteur manuel RF 1000	NC -
320187	Filtres de remplacement (les 5)	NC -
037979	Support silicone de remplacement pipette 1 - 100 ml	NC -

Pipeteur BasicPipette



Notre Sélection

- Pipeteur universel sur batterie 9 V (sans fil)
- Pour toute pipette de 1 ml à 100 ml
- Vitesse variable
- Ejection du liquide par gravité ou par poussée
- Batterie rechargeable
- Plastique résistant aux UV

Réf.	Désignation	€
888100	Pipeteur Basic Pipette	NC -

Filtres

Réf.	Désignation	€ les 10
888108	Filtres 0,22 µm pour Basic Pipette	NC -

Pipeteur Midi Plus

SARTORIUS
Biohitfamily



- Rechargeable, sans fil, léger
- Utilisable avec toutes les pipettes en plastique et en verre de 1 à 100 ml grâce à des raccords interchangeables
- Utilisable avec les pipettes Pasteur
- Utilisable avec les pointes Proline 5 et 10 ml
- Réglage linéaire de la vitesse
- Ajustement de la vitesse par pression variable sur les boutons de commande
- Support dépliant intégré

Réf.	Désignation	Unité de vente	€
710931	Pipeteur Midi Plus	1	NC -
070955	Filtre de recharge non stérile 0,45 µm (filtre hydrophobe autoclavable)	5	NC -
070956B	Filtre de recharge stérile 0,2 µm	5	NC -
070952	Adapteur silicone + nez cône 5 ml	1	NC -
070953	Adapteur silicone + nez cône 10 ml	1	NC -