

Ampoules de garde



- Pour évaporateur rotatif
- Evite la pénétration du liquide à l'intérieur du réfrigérant
- Volume 150 ml environ
- Raccord Quickfit



Réf.	Rodage bas	Rodage haut	Unité/ carton	€/carton
761894	19/26	29/32	5	NC -
761895	24/29	29/32	1	NC -
251599	29/32	29/32	1	NC -

Bacs en verre Pyrex pour gels



- Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex
- Idéaux pour les gels d'électrophorèse
- Peuvent être autoclavés ou utilisés dans un micro-ondes

Réf.	Capacité (ml)	L x l x h (mm)	Unité/ carton	€/carton
212561A	1500	228 x 215 x 60	4	NC -
212562A	2200	312 x 232 x 55	4	NC -
212563A	3500	366 x 266 x 55	4	NC -

Baguettes d'agitation



- Baguette en verre
- En verre sodocalcique ou borosilicaté
- Diamètre : 8 mm
- Longueur : 250 mm
- Autres modèles disponibles sur demande (nous consulter)

Réf.	Désignation	€
673329	Baguette d'agitation en verre sodocalcique	NC -
673330	Baguette d'agitation en verre borosilicaté	NC -

Agitateurs en verre

Tige d'agitation en verre.

- Pour extrait sec
- 2 versions : bout rond / bout aplati

Réf.	L x Ø (mm)	Bout	€
479002	250 x 5	Arrondi	NC -
479001	75 x 5	Aplati	NC -
479023	100 x 6	Aplati	NC -
479024	80 x 8	Aplati	NC -