

Dessicateur en verre économique

- A bouton ou à robinet
- Livré avec plaque porcelaine

Dessicateur à bouton

Réf.	Ø (mm)	€
810406	150 mm	NC -
810407	200 mm	NC -
810408	250 mm	NC -
810409	300 mm	NC -


Dessicateur à robinet

Réf.	Ø (mm)	€
942936	250 mm	NC -


Plaque pour dessicateur

Pour compléter les dessicateurs 029289, 029363 et 029364.
En composite métal-céramique, coloris vert clair

Réf.	Désignation	€
029290	Plaque pour dessicateur	NC -



Plaques en porcelaine pour dessicateurs



Plaques en porcelaine DIN 12911 pour dessicateurs en verre.

Réf.	Pour dessicateurs diamètre (mm)	Diamètre plaque (mm)	€
046450	100	90	NC -
046451	150	140	NC -
046452	200	190	NC -
046453	250	241	NC -
046491	300	300	NC -

Graisse à vide

Graisse à vide haute performance. Tube de 50 g.

- Ne s'évapore pas
- Résiste aux acides, alcalis et gaz
- Utilisable de -4 °C à +200 °C

Réf.	Désignation	€
069600	Tube de 50 g de graisse à vide	NC -



Ruban PTFE

- Film qui aide à lubrifier et à étanchéifier rodages et robinets
- Sans graisse, ni adhésifs
- En PTFE
- L x l : 7,6 m x 12,7 mm

Réf.	Désignation	€ le ruban
086602	Ruban PTFE	NC -



Sachet dessicant

Sachet de 1 gramme.

Réf.	Unités/ carton	€/ carton
156001	8000	NC -

