

## Jarres à bord droit



- Avec capuchon en polypropylène blanc, joint mousse polyéthylène face PTFE
- Pour l'échantillonnage de produits secs, de poudres
- En verre sodocalcique, répondant aux normes USP type III



Réf.	Capacité (ml)	Ø x h (mm)	Bouchon	Unités/carton	€/carton
<a href="#">048715</a>	60	55 x 48	53-400	24	NC -
<a href="#">048716</a>	125	60 x 68	58-400	24	NC -
<a href="#">048717</a>	250	73 x 88	70-400	12	NC -
<a href="#">048718</a>	500	91 x 95	89-400	12	NC -
<a href="#">048719</a>	1000	95 x 170	89-400	12	NC -

## Pots à vis en verre blanc

- Verre blanc alimentaire, sodocalcique
- A compléter par bouchons et capsules



Réf.	Ø base (mm)	H. flacon (mm)	Volume (ml)	Unités/carton	€/carton
<a href="#">674029</a>	104	174	1000	48	NC -

## Bouchon et capsules pour pots à vis

Réf.	Désignation	€
<a href="#">674030</a>	Capsule obturateur pour pots à vis 500 et 1000 ml	NC -
<a href="#">674031</a>	Bouchon à vis pour pots à vis 500 et 1000 ml	NC -

## Pots en verre blanc



- Verre alimentaire
- Livrés sans capsule

Réf.	Ø base (mm)	H. flacon (mm)	Capacité (ml)	Bague	Unités/carton	€/carton
<a href="#">674036B</a>	52	75	106	48	20	NC -
<a href="#">674037</a>	68	83	212	63	12	NC -
<a href="#">674039</a>	71	119	378	63	12	NC -
<a href="#">674040</a>	137	137	660	82	12	NC -

## Bouteilles carrées



Bouteilles gain de place. En verre sodocalcique, répondant aux normes USP type III. Avec capuchon en polypropylène blanc et joint mousse polyéthylène facé PTFE.



Réf.	Volume (ml)	Ø x h (mm)	Bouchon	Unités/carton	€/carton
<a href="#">048720</a>	15	26 x 62	20-400	48	NC -
<a href="#">048721</a>	30	31 x 72	24-400	48	NC -
<a href="#">048722</a>	60	39 x 87	28-400	48	NC -
<a href="#">048723</a>	125	45 x 111	33-400	24	NC -
<a href="#">048724</a>	250	56 x 137	43-400	24	NC -
<a href="#">048725</a>	500	68 x 167	48-400	24	NC -

## Bocaux en verre blanc

- Verre blanc alimentaire, sodocalcique
- Couvrecle à commander séparément
- Pour produits secs et poudres

Réf.	Volume (ml)	Ø x h (mm)	Unités/carton	€ les 6
<a href="#">674422</a>	1000	100 x 165,6	6	NC -
<a href="#">674423</a>	2000	100 x 241	6	NC -



## Couvrecle pour bocaux 1 et 2 litres

Réf.	Désignation	€ les 6
<a href="#">674424</a>	Couvrecle en polypropylène orange	NC -

## Capsules bague T0 pour bouteilles et pots

Réf.	Désignation	€ sachet de 100
<a href="#">674042B</a>	Capsule blanche pasteurisable, bague T0 48	NC -
<a href="#">674494</a>	Capsule blanche pasteurisable, bague T0 63	NC -
<a href="#">674044</a>	Capsule blanche pasteurisable, bague T0 82	NC -
<a href="#">674045</a>	Capsule or stérilisable Flip Panel, bague T0 48	NC -
<a href="#">674046</a>	Capsule blanche stérilisable Flip Panel, bague T0 63	NC -
<a href="#">674047</a>	Capsule blanche stérilisable Flip Panel, bague T0 82	NC -

## Bouteille fraîcheur en verre blanc



- Volume : 1000 ml
- Bague à vis T048
- Hauteur : 255 mm
- Ø base : 89 mm
- Couvrecle à commander séparément

Réf.	Désignation	€ les 12
<a href="#">674035</a>	Bouteille fraîcheur 1000 ml	NC -