

Cutters détectables

Réf.	Désignation	€
449388	Cutter Secumax Combi 320 (cutter + coupe ruban)	NC -
449389	Cutter Secunorm Handy safety knife	NC -
449390	Cutter de sécurité ambidextre Profi safety knife	NC -
449391	Cutter de sécurité auto retractable standard Reakta	NC -
449392	Cutter de sécurité auto retractable Heavy duty Reakta	NC -



Entonnoirs de sécurité

Thermo SCIENTIFIC NALGENE

- Entonnoir et couvercle en HDPE
- Bouchon en PP
- Event avec membrane en PTFE
- Modèles brevetés
- Se montent sur un flacon pour la récupération des solvants
- Le couvercle évite l'évaporation des déchets organiques



Réf.	Col (mm)	€
029385	38 - 430	NC -
029386	83B	NC -

Flacons de sécurité avec entonnoir

- Flacon de 4 litres en HDPE ou de 10 litres en HDPE fluoré
- Pour le stockage temporaire de déchets liquides
- L'entonnoir se visse sur le flacon
- Avec évent
- Un filtre en polypropylène retient les particules de grande taille et/ou les barreaux magnétiques



Réf.	Avec flacon (litre)	€
029387	4	NC -
029388	10	NC -

Entonnoir de sécurité

- En inox
- Anti flamme
- Raccord à filetage
- Diamètre 120 mm
- Hauteur totale 285 mm
- Hauteur entonnoir : 125 mm
- Tuyau écoulement Ø 3,5 cm
- Avec sécurité anti débordement

Réf.	Désignation	€
795865	Entonnoir de sécurité inox	NC -

