



Gants de protection haute température

EN388 EN407
 
 122X 4143XX






Gants isolants pour la manipulation d'objets chauds (sortis du four, de l'autoclave, d'étuves). Protection jusqu'à 232 °C.

- En coton lavable
- Coloris orange
- Taille unique

Réf.	Longueur manchette (cm)	Longueur totale (cm)	€ la paire
045888	13	33	NC -
045889	28	47	NC -

Gants Versa-Touch®

EN313X EN511
 
 78-102:113X 010
 78-103:113X
 78-202:313X
 78-203:313X







Gants coloris bleu de protection thermique en spandex acrylique, enduction PVC avec poignet tricoté.

- Support acrylique : confort et isolation thermique
- Applications : biotechnologies et industrie alimentaire (entreposage, manipulation et transport de produits surgelés)
- S'utilisent comme sous-gants dans les opérations de transformation de la viande/du poisson
- Les micro-picots sur la paume assurent une bonne préhension
- Si portés comme sous-gant : protection contre les coupures
- Protection contre le froid de contact : niveau 1
- Sans latex : absence de risque d'allergies de type I

Réf.	Longueur (mm)	Support	Enduction	Manchette	Taille	€ la paire
678230	260	Acrylique	PVC	Poignet tricot	9	NC -

Moufle protectrice en Versilic®



EN407:2004 EN511:2006 EN388:2004
  
 4X2X X2X 4X2X



- Conforme aux normes CE
- Facilité de manipulation
- Utilisation jusqu'à 200 °C
- Protège les mains des températures extrêmes lors de manipulations
- Les picots permettent une bonne adhérence

Réf.	Désignation	€
260426	Moufle protectrice en Versilic®	NC -

Gants SHOWA insulated nitrile foam grip

EN388:2003 EN511:2006
 
 4231 011





Protection contre le froid et antidérapant (grip résistant à l'huile).

- Tricot sans couture
- En polyester/nylon tricoté, doublure en acrylique avec un revêtement en nitrile
- Imperméables, poignet bien protégé
- Longueur 250 - 280 mm, selon la taille

Taille	7/M	8/L	9/XL	10/XXL	Unités/boîte	€ /boîte
Réf.	924057	924058	924059	924060	5 paires	NC -

Gants anti froid Ninja Ice

EN388:2003 EN511:2006
 
 3232 02X



- Support extérieur tricoté une pièce en polyamide - Enduction HPTTM (Hydropellent Technology)
- Doublure chaude molletonnée
- Permet la préhension ferme même en milieu humide et huileux

Taille	8	9	10	€ la paire
Réf.	857087	857086	857088	NC -

Gants thermo résistant VICOLAB



- Gants thermo résistant de -60 °C à 300 °C
- En silicone, souples
- Lavables en machine
- Longueur 37 cm
- Etanches

Réf.	Blanc	Bleu clair	Noir	€
	041350	041351	041352	NC -