

Compresse de gaze hydrophile



Compresse de gaze hydrophile purifiée. 17 fils par cm².

Réf.	L x l pliées (mm)	L x l dépliées (mm)	Nombre de plis	Stérile	Unités de vente	€/unité de vente
030233	50 x 75	90 x 270	8	Non	10 sachets de 100	NC -
030234B	75 x 75	210 x 270	8	Non	50 sachets de 2 x 12	NC -
030235	100 x 100	380 x 380	16	Non	10 sachets de 100	NC -
030233ST	75 x 75	90 x 270	8	Oui	50 sachets de 5	NC -
030235ST2	100 x 100	380 x 380	16	Oui	180 sachets de 10	NC -
030276A	100 x 200	-	4	Non	1 sachet de 100	NC -

Compresse Optima



- Non tissées
- Non stériles ou stériles
- 4 plis
- 30 gr

Réf.	Stérile	Dimensions (cm)	Unités/sachet	Sachets/carton	€/carton
030743B	Non	5 x 5	50	100	NC -
030744B	Non	7,5 x 7,5	50	100	NC -
030745B	Non	10 x 10	50	100	NC -
030746B	Oui	5 x 5	5	50	NC -
030747B	Oui	7,5 x 7,5	5	50	NC -
030748B	Oui	10 x 10	5	50	NC -

Tampons alcool



- Tampons imprégnés d'alcool isopropylique à 70 %
- Pour désinfection de la peau avant injections

Réf.	Désignation	Unités/boîte	€/boîte
140425A	Tampon imprégné d'alcool	200	NC -
140443	Tampon large imprégné d'alcool	100	NC -

Tampons alcoolisés



- Non tissés, imprégnés d'alcool Isopropanol à 70 %
- Taille : medium
- Préparent la peau avant une injection

Réf.	Désignation	€ la boîte de 100
030742	Tampons alcoolisés	NC -

Tampon de ouate pur Zellin



Vendu par rouleau emballé de 500 tampons.

Réf.	Désignation	€
794054	Rouleau de 500 tampons	NC -

Tampon de cellulose Pur-Zellin



- Tampon plat en cellulose prédécoupé
- Manipulation facilitée par l'utilisation de la boîte distributrice Pur-Zellin Box
- Dispositif médical de classe I
- Pour réalisation des antisepties locales avant une injection ou la mise en place d'une perfusion
- Superposition de 14 couches de voile de cellulose extra-blanchie de 18g/m²
- Dimensions : 4 x 5 cm
- Capacité d'absorption environ 11 g/g, temps d'immersion ≤ 10 secondes
- En rouleau de 500 tampons prédécoupés, sous sachet en polyéthylène

Réf.	Désignation	Unités/boîte	€/boîte
161528	Tampon de cellulose Pur-Zellin	1 rouleau	NC -
161542	Boîte distributrice Pur-Zellin Box	1	NC -