

## Anios Quick'Wipes



- Imprégnées d'une solution désinfectante à action rapide pour les surfaces et dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés et résistants à l'alcool
- Formulation sans aldéhyde, sans colorant
- Lingettes prêtes à l'emploi

### Mode d'emploi

- + Appliquer la lingette sur la zone à traiter
- + Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée
- + Le rinçage est inutile sauf en cas de contact prolongé avec la peau ou les muqueuses
- + Bien refermer l'emballage après chaque ouverture

Réf.	Désignation	€
<a href="#">059863</a>	Lingette Anios Quick'Wipes - boîte de 120	NC -

## Lingettes Wip'Anios Excel



- Lingettes désinfectantes pour le traitement des surfaces et dispositifs médicaux
- En viscose 100 % biodégradable
- Solution d'imprégnation formulée sans alcool, sans parfum
- Large spectre virucide
- Efficacité microbienne dès 3 minutes
- Biocide de type 4 pouvant être utilisé sur des surfaces en contact avec des denrées alimentaires

### Mode d'emploi

- + Appliquer la lingette sur la zone à traiter
- + Laisser sécher
- + Rincer uniquement si les zones à traiter entrent en contact avec la peau, les muqueuses ou des denrées alimentaires

Réf.	Sachet de 50	Sachet de 100
€	<a href="#">059849</a> NC -	<a href="#">059850</a> NC -

## Lingettes nettoyantes désinfectantes FB Wipes

- Lingettes imprégnées, pour le traitement des surfaces et instruments
- pH neutre (pH 6) compatibles avec de nombreux matériaux
- A base d'agents de surface non ioniques et d'ammoniums quaternaires
- Activité : bactéricide, levuricide, fongicide, virucide, sporicide
- Sans rinçage (sauf surfaces en contact avec les denrées alimentaires)

Réf.	Description	Pack	€/carton de 12 packs
<a href="#">711599</a>	FB Wipes XXL - grand format 240 x 300 mm	60 lingettes XXL	NC -
<a href="#">711607</a>	FB Wipes - format 180 x 200 mm	100 lingettes	NC -



## Lingettes désinfectantes inodores Bactinyl®

- Format : 165 x 400 mm
- Dispositif médical classe IIa
- Pour la désinfection par contact des dispositifs médicaux non invasifs, instrumentations, matériels et équipements médicaux
- Convient pour la désinfection de la peau saine
- Solution désinfectante à base de peroxyde d'hydrogène, ammoniums quaternaires, éthanol



### Activité bactéricide :

- + EN 13727 (conditions de saleté - 1 min, 20 °C)
- + EN 14561 (conditions de saleté - 5 min, 20 °C)
- + EN 16615 (conditions de saleté - 2 min +/- 15 sec, 20 °C)

### Activité levuricide :

- + EN 13624 (conditions de saleté - 1 min, 20 °C)

### Activité virucide :

- + EN 14476

Réf.	Description	€ boîte de 120 lingettes
<a href="#">011501</a>	Lingettes désinfectantes inodores	NC -

## Lingettes Assepto biocide



- Lingettes nettoyantes pour les surfaces
- Actions virucide, bactéricide, fongicide

Réf.	Conditionnement	€
<a href="#">280007</a>	Distributeur de 40 serviettes	NC -
<a href="#">280008</a>	Distributeur de 100 serviettes	NC -