

Mini-congélateur armoire - 30 °C LF 100

- Refroidissement ventilé et dégivrage automatique
- Affichage digital
- Clayettes réglables en hauteur
- Porte verrouillable par clé
- Rappel de porte automatique
- Alarmes visuelle et sonore (température, panne de courant)
- Alarme de température haute et basse réglable
- Intérieur inox et extérieur galvanisé blanc
- Clayettes inox ou tiroirs possibles (option)

Volume (l)	94
Température	- 30 °C
Affichage	Digital
Dim. int. h x l x p (mm)	434 x 490 x 440
Dim. ext. h x l x p (mm)	790 x 610 x 659
Livré avec clayettes plastifiées	2
Poids (kg)	65
Consommation (kwh/24 h)	7,2
Alimentation	230 V / 50-60 Hz
Réf.	960021
€	NC -



Accessoires

Réf.	Désignation	€
960023	Grille plastifiée supplémentaire (supports inclus)	NC -
960024	Grilles inox supplémentaire (supports inclus)	NC -
960025	Tiroir inox (supports inclus)	NC -

Congélateur armoire -30 °C PHCBI - MDF U731M-PE

phcbi

- Capacité 690 litres
- Performances de fiabilité et de stabilité en température pour satisfaire un large champ d'applications
- Affichage digital de la température avec accès facile aux commandes
- Compresseurs à fonctionnement économique : uniquement modèle MDF-MU300H-PE pour une consommation énergétique réduite
- Fluides frigorigènes naturels à impact carbone réduit : uniquement modèle MDF-MU300H-PE
- Circuit de refroidissement disposé sous chaque étagère pour un refroidissement efficace et une homogénéité optimale dans l'enceinte
- Alarmes visuelles et sonores de température : une haute et une basse (ajustables), et alarme coupure d'alimentation
- Port d'accès pour un suivi externe (sonde non fournie) de la température
- Equipés de paniers de rangement en standard
- Modèle à 2 portes

Modèle	MDF-U731M-PE
Température (°C)	-30
Capacité (litres)	690
Dimensions ext. L x P x H (mm)	770 x 830 x 1955
Dimensions int. L x P x H (mm)	650 x 700 x 1520
Plage de contrôle de la t° (°C)	-20 ~ -30
Poids (kg)	152
Port d'accès	30 mm au-dessus à gauche
Nombre de portes	1
Réfrigérant	HFC
Équipement intérieur	-
Niveau de bruit (dB)	42
Alimentation	230 V / 50 Hz
Réf.	099288B
€	NC -



Congélateurs coffres -35 °C (volumes : 138, 221 et 426 litres) : nous consulter .

Accessoires MDF-U731M-PE

Réf.	Désignation	€
099289	Tiroir plastique (les 2)	NC -
099290	Etagère supplémentaire avec supports (les 3)	NC -