

Bain-marie WB436



Spécifique pour les butyromètres

- Volume 18 litres
- 2 modèles:
 - Analogique : Réglage température analogique
 - Numérique : Affichage numérique de la température : capteur Pt100
- Minuterie
- Livré sans portoir

Réf.	Bain-marie pour butyromètre	Dim. int. L x l x h (mm)	Dim. ext. L x l x h (mm)	€
950313	Analogique WB436-A	300 x 320 x 194	331 x 396 x 265	NC -
950314	Numérique WB436-D			NC -

Accessoire

Réf.	Désignation	€
950315	Portoir pour 36 butyromètres	NC -

Bain-marie avec portoir pour butyromètre



024022

- Plage de température : +5 à +100 °C
- Régulation mécanique
- Cuve inox emboutie sans soudure
- Dimensions internes (mm) : 300 x 24 x 200
- Dimensions externes (mm) : 325 x 265 x 280
- Volume : 11 litres

Réf.	Désignation	€
024022	Bain-marie 11 litres	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	€
024172	Portoir pour 36 butyromètres	NC -
024144	Portoir pour 12 butyromètres	NC -

Bain-marie à agitation pour butyromètre

- Cuve inox
- Enveloppe en acier inox peint epoxy
- Volume : 12 litres
- Contrôle de la vitesse : fixe 200 allers retour/min
- Interrupteur agitation : arrêt/en continu ou alternée (avec réglage du temps)
- Température : 35 à 95 °C - réglable par potentiomètre
- Dimensions (mm) : 435 x 285 x 285
- Garantie : 1 an
- Portoir de butyromètre à ajouter


Réf.	Désignation	€
024170	Bain-marie à agitation pour butyromètre	NC -

Accessoire

Réf.	Désignation	€
024171	Portoir pour 16 butyromètres	NC -



024170



024171