

Bains à ultrasons Elmasonic Select

- 5 modes ultrasonics pour un meilleur résultat :
 - Degas : dégazage rapide et facile de liquide de nettoyage ou d'échantillons
 - Eco : fonctionnement plus silencieux et diminue l'usure des pièces
 - Sweep : distribution uniforme des ultrasons
 - Pulse : augmentation ponctuelle de puissance contre les saletés tenaces
 - Dynamic : alternance des fonctions sweep et pulse pour augmenter les performances

- Livré avec couvercle
- Garantie : 2 ans

Modèle	Select 30	Select 40	Select 60	Select 80	Select 100
Interface	Digitale				
Volume (l)	1,6	2,9	4,3	6,8	6,8
Dimensions internes l x p x h (mm)	95 x 120 x 220	215 x 115 x 145	275 x 125 x 145	475 x 110 x 145	280 x 220 x 145
Dimensions panier l x p x h (mm)	195 x 105 x 50	190 x 105 x 75	255 x 115 x 75	455 x 106 x 75	255 x 200 x 70
Gamme de température	+40 à +80 °C				
Fréquence ultrasons (kHz)	37				
Puissance ultrasons (W)	120		150		
Mode d'utilisation	Continu, minuteur, degas, Eco, Sweep, Dynamic				
Minuteur	1 min à 6 h				
Dimensions externes l x p x h (mm)	305 x 170 x 230	305 x 170 x 280	370 x 210 x 275	570 x 195 x 280	380 x 300 x 280
Poids (kg)	3,6	3,8	5,2	6,9	6,2
Indice de protection	IP20				
Réf. bain	497715	497713	497716	497714	497717
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. panier	497911	497912	497913	497914	497915
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. couvercle	950217	950217	670075	950219	670134
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -



Modèle	Select 120	Select 150	Select 180	Select 300	Select 500	Select 900
Interface	Digitale					
Volume (l)	10	8,7	14,2	22,0	40,3	63,7
Dimensions internes l x p x h (mm)	220 x 120 x 95	485 x 280 x 95	300 x 370 x 195	475 x 270 x 195	500 x 330 x 290	600 x 500 x 285
Dimensions panier l x p x h (mm)	250 x 190 x 110	455 x 250 x 45	280 x 250 x 115	455 x 250 x 110	460 x 300 x 195	545 x 460 x 190
Gamme de température	+40 à +80 °C					
Fréquence ultrasons (kHz)	37					
Puissance ultrasons (W)	200	300	200	300	540	960
Mode d'utilisation	Continu, minuteur, degas, Eco, Sweep, Dynamic					
Minuteur	1 min à 6 h					
Dimensions externes l x p x h (mm)	380 x 300 x 330	575 x 360 x 230	405 x 360 x 330	575 x 360 x 330	775 x 425 x 505	875 x 595 x 60
Poids (kg)	7,7	8,8	10,2	12,2	30,4	43,4
Indice de protection	IP20					
Réf. bain	497718	497719	497720	497721	497722	497723
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. avec couvercle de protection sonore	-	-	-	-	497724	497725
€	-	-	-	-	NC -	NC -
Réf. panier	910674	497743	950212	950213	497734	497733
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. couvercle	670134	950222	950221	950222	-	-
€	NC -	NC -	NC -	NC -	-	-

Boîtes anti-bruits Elma Mutebox

- Réduit le bruit des bains à ultrasons jusqu'à maximum -85dB
- Extraction des vapeurs pour éviter l'accumulation de chaleur et d'humidité
- Lampe hallogène latérale
- Extérieur acier inox

Modèle	Mutebox ML	Mutebox XL
Compatibilité bains Elmasonic	10 - 20 - 30 - 40 - 60 - 100 - 120 - 180	70 - 80 - 150 - 200 - 300
Dimensions externes (l x p x h) (mm) portes et couvercles fermés	545 x 530 x 525	860 x 605 x 525
Dimensions externes (l x p x h) (mm) portes et couvercles ouverts	555 x 975 x 1015	860 x 975 x 1085
Dimensions internes (l x p x h) (mm)	430 x 380 x 445	710 x 450 x 445
Poids (kg)	18,9	26,2
Réf.	497923	497924
€	NC -	NC -

