

Broyeur Stomacher EVO

- Système chargement sac «one touch»
- Stomachage silencieux et efficace
- Nettoyage simple de la chambre
- Pale démontable
- Simple d'utilisation
- Fonctionne avec tous les sacs Stomacher
- De 80 à 400 ml

Réf.	Désignation	€
3193187	Broyeur Stomacher 400 EVO	NC -



Sachets stériles pour STOMACHER 400 EVO

Réf.	Description	Application	Dimensions (mm)	Unités/carton	€/carton
3193188	Sachet Stomacher 400 ECO	Recherche pathogène (dilution 25g dans 225 ml)	177 x 200 mm	10 lots de 50	NC -
3193189	Sachet Stomacher 400 ECO	Recherche flore banale (dilution 10g dans 90 ml)	155 x 200 mm	10 lots de 50	NC -

Stomacher® 80 biomaster et biomaster 80 microbiomaster



Broyeur à mouvements alternés à pales, pour le traitement des échantillons entre 250 µl et 80 ml.

2 modèles disponibles : le Stomacher® 80 Biomaster et le Stomacher® 80 Microbiomaster. Le microbiomaster est doté d'un mécanisme pour le traitement des échantillons entre 250 µl et 80 ml.

Stomacher® 80 Microbiomaster

- Pour des volumes de 250 µl à 80 ml (directement en sachets stériles)
- Traitement de petits volumes de 250 µl (micro sachets à fond en V)
- Porte ajustable (bouton rotateur) permettant, au choix, de réduire ou d'agrandir la distance entre la porte et les pales

Réf.	Désignation	€
3193152	Stomacher® 80 Microbiomaster	NC -

Stomacher® 80 Biomaster

- Pour des volumes de 5 ml à 80 ml directement en sachets stériles

Réf.	Désignation	€
3193151	Stomacher® 80 Biomaster	NC -

Sachets stériles et racks

Réf.	Désignation	Dim. sachets (mm)	Volume échantillons	Unités/carton	€/carton
3193157	Sachet stérile	105 x 155	5 - 80 ml	40 lots de 50 (2000)	NC -
3193158	Sachet stérile à fermeture	105 x 155	5 - 80 ml	10 lots de 20 (200)	NC -
3193159	Sachet stérile à filtre	105 x 155	5 - 80 ml	10 lots de 20 (200)	NC -
3193160	Sachet stérile à fermeture et filtre	105 x 155	5 - 80 ml	10 lots de 20 (200)	NC -
3193177	Rack 10 places pour sachet Stomacher® 80	-		1	NC -