

## Enregistreur WIFI Traceable®

- Pour le suivi en temps réel de la température de vos surgélateurs, vos containers d'azote liquide, congélateur, frigo
- Nécessite le TraceableLIVE® dont les fonctions sont :
  - Alarme par email et pop-up
  - Stockage de 1 mois de données
  - Nombre utilisateur : 1
  - Nombre appareil: 3 max
- Alarme sonore et alarme visuelle
- livré avec certificat Traceable®

Modèle	6510	6511	6512	6513
Nombre de sonde	1 sonde inox 316	2 sondes inox 316	1 sonde inox 316	2 sondes inox 316
Plage de température	-90 à +105 °C		-200 à +105 °C	
Résolution	0,01 °C			
Précision	± 0,1 °C		± 0,25 °C	
Dimensions sonde	150 mm			
Dimension câble	2,75 m		3 m	
Points d'étalonnage	-80 / -40 / 0 et 100 °C		-196 / -80 / 0 et 100 °C	
Réf.	842213	842214	842215	842216
€	NC -	NC -	NC -	NC -

Modèle	6500	6502	6501	6503
Plage de température	-50 à +60 °C			
Résolution	0,01 °C			
Précision	± 0,25 °C (-40 °C à +60 °C) ± 0,5 °C (gamme restante)			
Nombre de sonde	2 sondes dans flacon glycol	2 sondes en PTFE	2 sondes : 1 dans flacon glycol 1 en PTFE	2 sondes en inox 316
Dimension câble	2,75 m			
Points d'étalonnage	-40 / 0 et 50 °C			
Réf.	842218	842220	842219	842222
€	NC -	NC -	NC -	NC -

