

Evaporateurs rotatifs Hei- VAP

- Bain chauffant avec poignées ergonomiques, double paroi et bec intégré
- Affichage numérique
- Boutons séparés pour une intervention rapide
- Fonction de verrouillage
- Bouton Standby qui arrête toutes les fonctions et soulève le ballon (si modèle ML)
- Ecran détachable
- Pince Easy clip sur le tube à vapeur pour un nettoyage facile
- Système sans graisse (pas de pollution des échantillons)
- Système Hei-VAP Expert Control et Hei-VAP Ultimate Control permettant de contrôler sur l'évaporateur le vide et le refroidissement : nous consulter
- Joint étanche en PFKM (très résistant)



Modèles Hei-VAP	Core (HL)	Core (ML)	Expert (HL)	Expert (ML)	Ultimate (HL)	Ultimate (ML)
Elevateur	Manuel	Automatique	Manuel	Automatique	Manuel	Automatique
Vitesse de hauteur d'ajustement	Manuel	30 mm/s	Manuel	30 mm/s	Manuel	30 mm/s
Hauteur d'ajustement (mm)	155					
Vitesse de rotation (rpm)	10 - 280					
Puissance de chauffe (W)	1300					
Gamme de température (°C)	20 - 210					
Précision de température du bain (°C)	± 1					
Volume du bain chauffant (litre)	4,5					
Ecran	LCD 3,5"		LCD couleur 5", tactile		LCD couleur 7", tactile	
Minuteur	Non		Oui		Oui	
Programmable	Non		Oui		Oui	
Connexion	USB et Micro SD		USB et Micro SD		USB, Micro SD et RS 232	
Poids sans la verrerie (kg)	16					
Dimensions avec le set de verrerie G3 (l x p x h en mm)	477 x 739 x 845					
Classe de protection (DIN EN 60529)	IP 20					

Verrerie

Set de verrerie	G1 Oblique	G3 Verticale	G3 XL Verticale	G5 glace sèche	G6 verticale pour reflux
Application	Verrerie oblique pour les applications standard	Verrerie verticale pour les applications standard, peu encombrant	Verrerie verticale XL pour les applications standard, surface de 2200 cm ²	Verrerie avec condenseur à glace carbonique pour solvants à bas point d'ébullition	Verrerie verticale pour distillation à reflux

	Hei-VAP Core (HL) avec élévateur manuel				Hei-VAP Core (ML) avec élévateur motorisé			
	Standard		Avec revêtement plastique		Standard		Avec revêtement plastique	
	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
G1 Oblique	499698	NC -	499716	NC -	499721	NC -	499726	NC -
G3 Verticale	499712	NC -	499717	NC -	499722	NC -	499727	NC -
G3 XL Verticale	499713	NC -	499718	NC -	499723	NC -	499728	NC -
G5 à glace sèche	499714	NC -	499719	NC -	499724	NC -	499729	NC -
G6 verticale pour reflux	499715	NC -	499720	NC -	499725	NC -	499730	NC -
	Hei-VAP Expert (HL) avec élévateur manuel				Hei-VAP Expert (ML) avec élévateur motorisé			
	Standard		Avec revêtement plastique		Standard		Avec revêtement plastique	
	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
G1 Oblique	499821	NC -	499826	NC -	499831	NC -	499836	NC -
G3 Verticale	499822	NC -	499827	NC -	499832	NC -	499837	NC -
G3 XL Verticale	499823	NC -	499828	NC -	499833	NC -	499838	NC -
G5 à glace carbonique	499824	NC -	499829	NC -	499834	NC -	499839	NC -
G6 verticale pour reflux	499825	NC -	499830	NC -	499835	NC -	499840	NC -
	Hei-VAP Ultimate (HL) avec élévateur manuel				Hei-VAP Ultimate (ML) avec élévateur motorisé			
	Standard		Avec revêtement plastique		Standard		Avec revêtement plastique	
	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
G1 Oblique	499861	NC -	499866	NC -	499871	NC -	499876	NC -
G3 Verticale	499862	NC -	499867	NC -	499872	NC -	499877	NC -
G3 XL Verticale	499863	NC -	499868	NC -	499873	NC -	499878	NC -
G5 à glace carbonique	499864	NC -	499869	NC -	499874	NC -	499879	NC -
G6 verticale pour reflux	499865	NC -	499870	NC -	499875	NC -	499880	NC -