





pH mètre de poche Eutech / Thermo Scientific

- Ecran large
- IP67



	EcoTestr pH1	EcoTestr pH2	pHTestr30	pH spear
				
Plage de mesure	0,0 à 14,0		-1,00 à 15,00	
Résolution	0,1	-	0,01 pH	
Précision	±0,1 pH		±0,01 pH	
Point d'étalonnage	1	de 1 à 3 points		de 1 à 3 points
Compensation température	-	Automatique		Manuelle
Ecran LCD	Affichage pH		Affichage pH avec indicateur de piles	
Fonctions	Hold, Auto off au bout de 9 minutes			
Alimentation	4 piles 1,5V LR44			
Dimensions boîtier (mm)	163 x 45 x 30		247 x 38	
Dimensions électrode L x Ø (mm)	-		-	
Réf.	262940	262941	262793	262723
€	NC -	NC -	NC -	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	€
262788	Electrode de remplacement pour pHTestr30	NC -
262948	Electrode de rechange pour Elite pH spear	NC -