

Disperseur Ultra-Turrax Ika

- Moteur puissant
- Permet d'agir, de disperser, de broyer ou d'homogénéiser les échantillons
- Tubes jetables
- Conditions de test programmable : temps, puissance, volume
- Changement de sens de rotation programmable
- Bouton turbo

Puissance du moteur absorbée	36 W
Puissance du moteur débitée	28 W
Viscosité max.	5000 mPas
Plage de vitesse	400 - 8000 tr / min
Réglage vitesse	10 tours / min
Dimensions (L x P x H)	122 x 54 x 178 mm
Poids	1.3 kg
Réf.	250398B
€	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/carton
250408	Tube pour broyage avec bille de verre pour volume 15 - 50 ml	10	NC -
250118	Tube pour broyage avec bille en acier pour volume 2 - 15 ml	25	NC -



Disperseur ULTRA-TURRAX® Tube Drive

- Réglage de 300 à 6000 rpm
- Fonction minuterie avec affichage numérique
- Fonction antiblocage
- Sécurité grâce à la basse tension (24 V)
- Plastique résistant aux produits chimiques
- Volume de 2 à 15 ml
- Tubes d'échantillonnage jetables à bouchon étanche

