

PROMOTION

Gants disponibles en stock,
à des prix plus attractifs,
profitez-en !

Dans la limite des disponibilités

Les autres gammes en stock

- Nitrile bleu non poudré 240 mm
- Contact alimentaire
- Excellente dextérité

Double enregistrement DM + EPI

Gants Nitrex Ultra Sensitive

- Gants nitrile bleus non poudrés
- Excellente dextérité
- Extrémités texturées
- Longueur 240 mm
- Epaisseur (paume) : 0,05 mm
- Sans latex
- Gants d'examen selon EN 455 1-4
- AQL : 1,5
- EPI Cat. III type B (KPT)
- Conformés contact alimentaire

EN BOÎTE DE 200 !

M	Unités/ carton
855194	200

Réf. 855194

4 -

€ HT



**PRIX EN
BAISSE!**

Gants d'examen

Gants d'examen en nitrile bleu non poudré BEYBI

- Gant d'examen en nitrile bleu
- Très fin, bonnes sensibilité et préhension
- Longueur : 240 mm
- Epaisseur : 0,06 mm (paume)
- Non poudré
- AQL : 1,5
- Répond aux normes des gants médicaux EN 455 : 1-4
- Conforme contact alimentaire

L	Unités/ carton
855180	100

Réf. 855180

2 -

€ HT

**PRIX EN
BAISSE!**



Dominique DUTSCHER SAS
2C, rue de Bruxelles -
67170 BERNOLSHEIM
Tél. 03 88 59 33 90
Fax. 03 88 59 33 99
www.dutscher.com